

Cd200 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P41217

Numéro d'article: CM0026524

Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-CD200 de haute qualité pour WB, ELISA. Cible le CD200 humain (glycoprotéine membranaire OX-2 ; SWISS : P41217), réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la costimulation des lymphocytes T et de la régulation des cellules myéloïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD200 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRC ; MOX1 ; MOX2 ; OX-2 ; CD200
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4345
Identifiant du gène	4345
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-240 du CD200 humain (NP_005935.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P41217
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace