

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd267/Taci Pour Cytométrie En Flux - Q9Et35

Numéro d'article: CM0006252

### Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la protéine murine CD267/TACI (TNFRSF13B), validé pour la cytométrie en flux. Récepteur pour APRIL et BAFF, essentiel à la fonction des lymphocytes B et à l'immunité humorale. Destiné à la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | CD267/TACI Rabbit mAb                                                                                                                                                 |
| Remarques / Alias    | Taci ; 1200009E08Rik ; CD267/TACI                                                                                                                                     |
| Espèce cible         | Souris                                                                                                                                                                |
| GeneID (Humain)      | 23495                                                                                                                                                                 |
| GeneID               | 57916                                                                                                                                                                 |
| Immunogène           | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 5 à 129 de la protéine CD267/TACI murine (NP_067324.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                                                 |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                                 |
| Application          | FC (Cytométrie en flux)                                                                                                                                               |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                                                                |
| SWISS                | Q9ET35                                                                                                                                                                |
| Poids de la protéine | 27 kDa                                                                                                                                                                |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                                          |