

Mab De Lapin Anti-Cd275 Pour Wb, Elisa - O75144

Numéro d'article: CM0005238



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la CD275 humaine (B7H2/ICOSL). Validé pour les applications WB et ELISA, idéal pour les études de costimulation des lymphocytes T et de réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD275
Remarques / Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23308
GeneID	23308
Immunogène	Protéine recombinante de CD275 humaine.
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75144
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace