

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd31/Pecam1 Pour Wb, If-P, Elisa - P16284

Numéro d'article: CM0019027



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CD31/PECAM1, validé pour le western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Reconnaît une protéine de 83 kDa essentielle à la transmigration transendothéliale des leucocytes, à l'adhésion cellulaire et à la phagocytose. Convient aux recherches sur les maladies cardiovasculaires et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD31/PECAM1 pAb de lapin
Remarques/Alias	CD31 ; PECA1 ; GPIIA' ; PECAM-1 ; endoCAM ; CD31/EndoCAM ; CD31/PECAM1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	5175
GenelD	5175
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 630-738 de CD31/PECAM1 (NP_000433.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P16284
Poids moléculaire	83 kDa
Expédition	Sac de glace