

Anticorps Pab De Lapin Anti-Cd34 Pour Wb - P28906

Numéro d'article: CM0014361

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD34, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA chez l'humain et le rat. Convient aux études sur l'hématopoïèse et l'adhésion des cellules souches. 41 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD34 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD34 ; molécule CD34 ; GIG3 ; MORT1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	947
GeneID	947
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-290 du CD34 humain (NP_001020280.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	P28906
Poids moléculaire	41 kDa
Expédition	Sac réfrigérant