

Ac Monoclonal De Lapin Anti-Cd42B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07359

Numéro d'article: CM0006872



Introduction

Ac monoclonal de lapin anti-CD42b (SWISS : P07359) validé pour WB, IHC-P et ELISA. Cible la chaîne alpha de la glycoprotéine Ib plaquettaire humaine, impliquée dans l'hémostase. Idéal pour la recherche sur la biologie plaquettaire et les troubles hémorragiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD42b
Remarques/Alias	B5S ; GP1B ; VWDP ; CD42B ; GPIbA ; BDPLT1 ; BDPLT3 ; DBPLT3 ; GPIbalpha ; CD42b-alpha ; CD42b
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2811
GeneID	2811
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 15-531 de la CD42b humaine (NP_000164.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P07359
Poids de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac réfrigérant