

Ac M Lapin Anti-Cd43 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P16150

Numéro d'article: CM0006971

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD43 validé pour le western blot, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains. Cible la leucosialine, un régulateur clé des fonctions des lymphocytes T et du recrutement des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m lapin anti-CD43
Remarques/Alias	SPN ; CD43 ; GALGP ; GPL115 ; LSN ; leucosialine
Espèce	Humain
Identifiant du gène	6693
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-253 du CD43 humain (NP_003114.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16150
Poids moléculaire protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace