

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd44 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P16070

Numéro d'article: CM0014261



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD44 humain, validé pour le Western blot, l'immunohistochimie (paraffine) et l'ELISA. Réagit également avec la souris. Convient aux recherches sur l'adhésion cellulaire, la migration et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD44 Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	IN, LHR, MC56, MDU2, MDU3, MIC4, Pgp1, CDW44, CSPG8, H-CAM, HCELL, ECM-III, HUTCH-1, HUTCH-I, ECMR-III, Hermes-1, CD44
Espèce	Humain
GeneID (humain)	960
GeneID	960
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 178 de CD44 (NP_000601.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P16070
Poids moléculaire	82 kDa
Expédition	Sac réfrigérant