


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd46 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15529

Numéro d'article: CM0022441



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD46 de haute qualité, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le CD46 humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur la régulation du complément et les interactions hôte-pathogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD46
Remarques/alias	MCP ; TLX ; AHUS2 ; MIC10 ; TRA2.10 ; CD46
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	4179
ID du gène	4179
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-320 du CD46 humain (NP_722548.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P15529
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac réfrigérant