

Anticorps Polyclonal Cd53 (Lapin) Pour Wb Et Elisa - Q61451

Numéro d'article: CM0023622

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CD53 de souris (Ox-44, Tspan25) pour WB et ELISA. Validé sur des échantillons de souris ; idéal pour l'étude des fonctions des tétraspanines dans le développement des cellules B, l'homéocyte des lymphocytes et la signalisation inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD53 Lapin pAb
Remarques/Alias	Ox-44; Tspan25; CD53
Espèce	Souris
GeneID	12508
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 107-181 de la CD53 de souris (NP_031677.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61451
Poids de la protéine	24kDa
Expédition	Sac de glace