


Cd59 Pab De Lapin - P13987

Numéro d'article: CM0023527



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD59 pour WB, IHC-P, ELISA. Cible le CD59 humain (SWISS : P13987, 14 kDa) avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le complément et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD59 pAb de lapin
Remarques/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	966
Identifiant du gène	966
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-128 du CD59 humain (NP_001120695.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13987
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace