

Cd66A/Ceacam1 Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P13688

Numéro d'article: CM0022723



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CEACAM1 humain (CD66a), testé en WB, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Explorez la régulation des points de contrôle immunitaires, l'adhésion cellulaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CD66a/CEACAM1 anticorps pAb de lapin
Remarques/Alias	BGP; BGP1; BGPI; CEACAM1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	634
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-430 du CEACAM1 humain (NP_001703.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P13688
Poids moléculaire	58 kDa
Expédition	Sac de glace