

Cd7 Pab De Lapin - P09564

Numéro d'article: CM0026805

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD7 validé pour WB, FC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'antigène CD7 des lymphocytes T (GP40/TP41) humain et de rat. Idéal pour la recherche en immunologie sur l'activation des lymphocytes T et des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD7 pAb de lapin
Remarques / Alias	GP40, TP41, Tp40, LEU-9, CD7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	924
GeneID	924
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-180 de la protéine CD7 humaine (NP_006128.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P09564
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sachet de glace