


Cd70 Lapin Pab - P32970

Numéro d'article: CM0018995



Introduction

Anticorps polyclonal CD70 Lapin validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec Humain, Souris, Rat. Convient pour l'étude de la signalisation CD70-CD27 dans la régulation immunitaire et la recherche sur le microenvironnement tumoral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD70 Lapin pAb
Remarques/Alias	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A; CD70
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	970
GeneID	970
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 47-126 de la CD70 humaine (NP_001243.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32970
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace