

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd79A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P11912

Numéro d'article: CM0007249



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD79a de haute qualité validé pour des échantillons humains en Western blot, IHC-P, IF/ICC, cytométrie en flux et ELISA. Détecte la chaîne alpha du récepteur des lymphocytes B de 25kDa (SWISS P11912), cruciale pour la signalisation du BCR et la recherche immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD79a
Remarques/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha; CD79a
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	973
GenelD	973
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 165-225 de CD79a humain (NP_001774.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11912
Poids moléculaire de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace