

Anticorps Monoclonal Lapin Cd79B Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P40259

Numéro d'article: CM0004829



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin CD79B validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation du récepteur des cellules B et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD79B mAc Lapin
Remarques/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	974
GeneID	974
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40259
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace