

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdc5L Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99459

Numéro d'article: CM0011029



Introduction

Ac monoclonal de lapin anti-CDC5L, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît la protéine CDC5L humaine et murine (92 kDa). Idéal pour les études sur l'épissage, le cycle cellulaire et les dommages à l'ADN. UniProt Q99459.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CDC5L
Remarques/Alias	CDC5; CEF1; PCDC5RP; CDC5-LIKE; dj319D22.1; CDC5L
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	988
GeneID	988
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q99459
Poids moléculaire de la protéine	92 kDa
Expédition	Sac réfrigérant