


Anticorps Monoclonal Lapin Cdk1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06493

Numéro d'article: CM0005064



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CDK1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte CDK1 dans des échantillons humains, de souris et de rat. CDK1 est une kinase sérine/thréonine essentielle qui régit la transition G2/M et la mitose. Idéal pour la recherche en oncologie, sur le cycle cellulaire et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CDK1
Remarques / Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Espèce	Humain
GeneID	983
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06493
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace