

Anticorps Monoclonal Polymab® De Lapin Anti-Cdk1/2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06493/P24941

Numéro d'article: CM0006408



Introduction

Le CDK1/2 Rabbit PolymAb® est un anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant CDK1/CDK2, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDK1/2 Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDKN2; p33(CDK2)
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	983/1017
Identifiant de gène	983/1017
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 199-298 de la protéine humaine CDK1/2 (P24941)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P06493/P24941
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace