

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdk4 [Validé Ko] Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P11802

Numéro d'article: CM0020958



Introduction

Anticorps CDK4 polyclonal de lapin, validé KO, pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Détecte le CDK4 humain, murin, de rat. Immunogène peptide synthétique (aa 204-303). Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps pAb de lapin anti-CDK4
Remarques/Alias	CMM3 ; PSK-J3 ; K4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1019
GeneID	1019
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 204-303 du CDK4 humain (NP_000066.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11802
Poids protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace