


Anticorps Polyclonal De Lapin Cdk5Rap3 Pour Wb Et Elisa - Q96Jb5

Numéro d'article: CM0018565



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CDK5RAP3 (C53/IC53/LZAP), validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains ; cible un adaptateur d'ufmylation de 57 kDa et un régulateur du cycle cellulaire ; idéal pour la recherche sur le recyclage des ribosomes et la signalisation du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDK5RAP3 Lapin pAc
Remarques/Alias	C53 ; IC53 ; LZAP ; HSF-27 ; MST016 ; PP1553 ; OK/SW-cl.114 ; CDK5RAP3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	80279
Identifiant du gène	80279
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de CDK5RAP3 humain (NP_788276.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96JB5
Poids protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace