


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdk9 Pour Wb Et Elisa - P50750

Numéro d'article: CM0013116



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CDK9, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études de régulation de la transcription, du cycle cellulaire et de la modification de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDK9 Lapin pAb
Remarques/Alias	TAK ; C-2k ; CTK1 ; CDC2L4 ; PITALRE ; CDK9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1025
GeneID	1025
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 153-372 de CDK9 humain (NP_001252.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50750
Poids protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace