


Cdkn2A/P16Ink4A Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - P42771 / Q8N726

Numéro d'article: CM0017794



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CDKN2A/p16INK4a humain, validé pour la WB et l'ELISA. Convient aux études sur le cycle cellulaire et les supprimeurs de tumeurs. Reconnaît plusieurs isoformes (8-17 kDa). Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDKN2A/p16INK4a anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A; CDKN2A/p16INK4a
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1029
GeneID	1029
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-156 du CDKN2A/p16INK4a humain (NP_000068.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P42771/Q8N726
Poids de la protéine	8 kDa/11 kDa/12 kDa/13 kDa/16 kDa/17 kDa
Expédition	Sac de glace