

Anticorps Polyclonal De Lapin Cdv3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uky7

Numéro d'article: CM0020070

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CDV3 adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte la protéine CDV3 humaine, murine et de rat. Produit contre un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 150-250 de la protéine CDV3 humaine. Pour usage de recherche en cancérologie mammaire et en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CDV3
Remarques/Alias	H41 ; CDV3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	55573
Identifiant du gène	55573
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150-250 de la protéine CDV3 humaine (NP_060018.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UKY7
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace