

Anticorps Polyclonal Cdx1 De Lapin Pour Wb, Elisa - P47902

Numéro d'article: CM0026222



Introduction

Anticorps polyclonal CDX1 de lapin validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA avec réactivité humaine et murine. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle dans l'épithélium intestinal et les modèles de cancer colorectal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDX1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CDX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1044
GeneID	1044
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 136-265 du CDX1 humain (NP_001795.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P47902
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace