

Anticorps Polyclonal De Lapin Cdx2 Pour Ihc-P Et Elisa - Q99626

Numéro d'article: CM0019419



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CDX2 pour IHC-P et ELISA. Réagit avec le facteur de transcription CDX2 humain, murin et de rat. Idéal pour les études sur le développement et la différenciation intestinale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDX2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDX3 ; CDX-3 ; CDX2/AS ; CDX2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1045
Identifiant du gène	1045
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-180 du CDX2 humain (NP_001256.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99626
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace