

Anticorps Polyclonal De Lapin Ceacam7 Pour Wb Et Elisa - Q14002

Numéro d'article: CM0025183



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CEACAM7 (CGM2) pour applications Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier l'adhésion cellulaire dans l'épithélium du côlon et le cancer colorectal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CEACAM7 Lapin pAb
Remarques/Alias	CGM2 ; CEACAM7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1087
GeneID	1087
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 36-242 de la CEACAM7 humaine (NP_008821.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14002
Poids protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace