

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cend1 Pour Wb, Elisa - Q8N111

Numéro d'article: CM0022273

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CEND1 humain (BM88), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec les protéines homologues de la souris et du rat. Idéal pour l'étude de la différenciation neuronale et de la sortie du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | CEND1 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Remarques/Alias    | BM88 ; CEND1                                                                                                                |
| Espèce             | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (humain)    | 51286                                                                                                                       |
| GeneID             | 51286                                                                                                                       |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-123 de CEND1 humain (NP_057648.2). |
| Source             | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité croisée | Humain, souris, rat                                                                                                         |
| SWISS              | Q8N111                                                                                                                      |
| Poids moléculaire  | 15 kDa                                                                                                                      |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                |