

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cenpe Pour Wb, Elisa - Q02224

Numéro d'article: CM0022388



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-CENPE validé pour WB et ELISA, réactif chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du congrès chromosomique et de la signalisation du point de contrôle mitotique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CENPE Lapin pAb
Remarques/Alias	KIF10; CENP-E; MCPH13; PPP1R61; CENPE
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1062
GeneID	1062
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2542-2701 du CENPE humain (NP_001804.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02224
Poids moléculaire	316kDa
Expédition	Sac de glace