

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cep290 Pour Wb, Elisa - O15078

Numéro d'article: CM0024689

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CEP290 humain (290 kDa), une protéine centrosomique clé dans la formation des cils. Validé pour le Western blot et l'ELISA, soutenant la recherche sur les ciliopathies et la biologie des centrosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CEP290 Lapin pAb
Remarques/Alias	CT87; MKS4; POC3; rd16; BBS14; JBTS5; LCA10; NPHP6; SLSN6; 3H11Ag; CEP290
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	80184
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 950-1050 du CEP290 humain (NP_079390.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15078
Poids moléculaire	290kDa
Expédition	Sac de glace