

Ces3 Lapin Pab - Q6Uww8

Numéro d'article: CM0029225

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CES3 de haute qualité, validé pour les applications WB et ELISA. Détecte la CES3 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la détoxification des xénobiotiques et l'activation des prodrogues dans le foie, le côlon et l'intestin grêle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CES3 Lapin pAb
Remarques / Alias	ES31; CES3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23491
GeneID	23491
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 269-568 de la CES3 humaine (NP_001172106.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6UWW8
Poids de la protéine	62kDa
Expédition	Sac de glace