

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cga Pour Wb Et Elisa - P01215

Numéro d'article: CM0017359



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CGA humaine (chaîne alpha des hormones glycoprotéiques ; ~13 kDa). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la sous-unité alpha commune de la TSH, de la LH, de la FSH et de la CG pour la recherche endocrinienne et reproductive.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CGA pAb de lapin
Remarques/Alias	HCG ; LHA ; FSHA ; GPA1 ; GPHa ; TSHA ; GPHA1 ; CG-ALPHA ; CGA
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1081
GeneID	1081
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P01215
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace