


Acm Lapin Anti-Cgrp Pour Wb, Elisa - P06881

Numéro d'article: CM0007307



Introduction

L'AcM Lapin anti-CGRP de CamelBio est un anticorps monoclonal pour WB et ELISA, ciblant le peptide 1 lié au gène de la calcitonine humaine (SWISS : P06881). Le CGRP est une hormone vasodilatatrice impliquée dans les fonctions cardiovasculaires et neuronales. Idéal pour un usage en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin anti-CGRP
Remarques/Alias	CT ; KC ; PCT ; CGRP ; CALC1 ; CGRP1 ; CGRP-I ; CGRP-alpha
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	796
ID du gène	796
Immunogène	Peptide synthétique (un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 25-125 du CGRP humain (NP_001029125.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06881
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace