

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Chdh Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Ne62

Numéro d'article: CM0009076

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CHDH validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la choline déshydrogénase mitochondriale (65 kDa) pour les études sur l'autophagie et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CHDH
Remarques/alias	CHDH
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	55349
ID du gène	55349
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 245 à 594 de la CHDH humaine (NP_060867.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8NE62
Poids moléculaire	65 kDa
Expédition	Sac réfrigérant