

Chmp7 Lapin Pab - Q8Wux9

Numéro d'article: CM0017029

Introduction

Anticorps polyclonal CHMP7 validé pour WB, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Cible la protéine ESCRT-III avec une fonction d'étanchéité de l'enveloppe nucléaire. Idéal pour les études de division cellulaire et de tri endosomal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CHMP7 Lapin pAb
Remarques/Alias	CHMP7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	91782
GeneID	91782
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WUX9
Poids protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace