

Chrna10 Lapin Pab - Q9Gzz6

Numéro d'article: CM0029362

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CHRNA10 humain, une sous-unité du récepteur nicotinique de l'acétylcholine neuronal. Validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la transmission synaptique auditive, de l'adhésion des kératinocytes et de la signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHRNA10 Lapin pAb
Remarques/Alias	CHRNA10
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	57053
ID de gène	57053
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-240 du CHRNA10 humain (NP_065135.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9GZZ6
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace