


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cited2 Pour Wb Et Elisa - Q99967

Numéro d'article: CM0020003



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CITED2 validé pour le western blot et l'ELISA. Détecte la protéine CITED2 humaine, présente une réactivité croisée avec le rat, masse moléculaire prédite de 28 kDa. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle et de la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CITED2
Remarques/Alias	ASD8 ; MRG1 ; VSD2 ; MRG-1 ; P35SRJ ; CITED2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10370
GeneID	10370
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de CITED2 humaine (NP_001161860.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q99967
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace