

Cldn18 Lapin Pab - P56856

Numéro d'article: CM0029971

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin fiable contre la Claudine-18 humaine, validé pour WB et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat, idéal pour la recherche sur les jonctions serrées, les poumons et l'estomac.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLDN18 Lapin pAb
Remarques/Alias	SFTA5 ; SFTPJ ; CLDN18
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	51208
GenelD	51208
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-261 de la CLDN18 humaine (NP_057453.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56856
Poids moléculaire	28 kDa
Expédition	Sac de glace