


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Clon2 Pour Wb Et Elisa - P57739

Numéro d'article: CM0014065



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CLDN2 validé pour la WB et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la claudine-2, une protéine des jonctions serrées impliquée dans la perméabilité paracellulaire. Idéal pour la recherche sur la barrière épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CLDN2
Remarques/Alias	OAZON ; claudine-2 ; CLDN2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	9075
ID du gène	9075
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P57739
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Pain de glace