

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cldn4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14493

Numéro d'article: CM0014896



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CLDN4 humaine, validé pour le Western blot, l'IHC sur paraffine et l'ELISA. Reconnaît la Claudine-4, une protéine des jonctions serrées impliquée dans la perméabilité au chlorure. Idéal pour l'approvisionnement en matières premières pour les DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLDN4 pAb de lapin
Remarques/alias	CPE-R; CPE-R; CPETR; CPETR1; WBSCR8; hCPE-R; CLDN4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1364
GeneID	1364
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 109 et 209 de la CLDN4 humaine (NP_001296.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O14493
Poids moléculaire	22 kDa
Expédition	Sac de glace