


Anticorps Monoclonal De Lapin Caspase-7 Clivée Pour Wb, Elisa - P55210

Numéro d'article: CM0007174



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la Caspase-7 clivée humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la forme active de cette caspase exécutrice dans la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cleaved Caspase-7 Rabbit mAb
Remarques/Alias	MCH3, CMH-1, LICE2, CASP-7, ICE-LAP3, Cleaved Caspase-7
Espèce	Humain
GeneID (humain)	840
GeneID	840
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence au sein des acides aminés 100-200 de CASP7 humain (NP_001218.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P55210
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace