

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gasdermin B Clivée (Extrémité C-Terminale) Pour Wb Et Elisa - Q8Tax9

Numéro d'article: CM0007704



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Gasdermin B clivée (extrémité C-terminale) pour Western blot et ELISA. Validé sur des échantillons humains, ciblant le fragment C-terminal après clivage médié par la granzyme. Idéal pour la recherche sur la pyroptose et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Gasdermin B clivée (extrémité C-terminale)
Remarques/Alias	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Gasdermin B clivée (extrémité C-terminale)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	55876
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux résidus entourant la Ser245 de la Gasdermin B humaine (NP_001159430.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TAX9
Poids de la protéine	18 kDa / 45 kDa / 46 kDa / 47 kDa
Expédition	Sac de glace