

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre La Gasdermine B Clivée Pour Wb Et Elisa - Q8Tax9-6

Numéro d'article: CM0019435

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la Gasdermine B clivée validé pour WB et ELISA. Cible la Gasdermine B humaine, une protéine formatrice de pores qui médie la pyroptose. Idéal pour la recherche sur la mort cellulaire et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre la Gasdermine B clivée
Remarques / Alias	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Cleaved Gasdermin B
Espèce	Humaine
Identifiant de gène	55876
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-300 de la Gasdermine B clivée humaine. (NP_001159431.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q8TAX9-6
Poids de la protéine	18kDa/45kDa/46kDa/47kDa
Expédition	Sac de glace