


Gasdermine D Clivée (C Terminal) Mab De Lapin - Q9D8T2

Numéro d'article: CM0009577



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Gasdermine D clivée (C Terminal) (Souris) pour WB, IP, ELISA. Cible la région C-terminale de la gasdermine-D, un médiateur clé de la pyroptose. Idéal pour la recherche sur l'inflammasome et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Gasdermine D clivée (C Terminal) mAb de Lapin
Remarques/Alias	DF5L; M2-4; Dfna5I; GsdmD-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	79792
ID de gène	69146
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 277-376 de la Gasdermine D clivée de souris (C Terminal) (NP_081236.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9D8T2
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace