


Ac Mab De Lapin Clivé Gasdermin D (Gly276) Pour Wb, Elisa - P57764

Numéro d'article: CM0009338



Introduction

Ac mAb de Lapin clivé Gasdermin D (Gly276) pour WB et ELISA. Réagit avec le Gasdermin D humain. Idéal pour la recherche sur la pyroptose et l'inflammasome. Anticorps monoclonal à partir d'un immunogène peptidique synthétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Gasdermin D clivé (Gly276) Ac mAb de Lapin
Remarques/Alias	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	79792
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant aux résidus entourant l'Asp276 du Gasdermin D humain (NP_079012.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P57764
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace