


Ac IL-18 Clivé (Tyr37) Mac De Lapin Pour Wb - Q14116

Numéro d'article: CM0007646



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'IL-18 humaine clivée au niveau de Tyr37, validé pour le Western blot. Détecte une bande à 22 kDa. Idéal pour la recherche sur les cytokines pro-inflammatoires et les études sur la pyroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac IL-18 clivé (Tyr37) de lapin
Remarques/Alias	IL-18 mature ; IL-18 clivé (Tyr37)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3606
GeneID	3606
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux résidus entourant la Tyr37 de l'IL18 humaine (NP_001553.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14116
Poids moléculaire	22KDa
Expédition	Sac de glace