

Parp Clivé (Asp214) Pac Lapin - Q921K2

Numéro d'article: CM0018737

Introduction

Le pAc Lapin PARP clivé (Asp214) détecte la forme clivée spécifique de l'apoptose du PARP dans des échantillons de souris. Validé pour WB et ELISA, cet anticorps polyclonal cible les acides aminés 201-300.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	Remarques/Alias	Espèce	ID de gène	Immunogène	Source	Catégorie	Application	Réactivité croisée	SWISS	Poids de la protéine	Expédition
PARP clivé (Asp214) pAc Lapin	PARP; PPOL; ARTD1; Adprp; Adprt1; msPARP; parp-1; sPARP-1; 5830444G22Rik; PARP clivé (Asp214)	Souris	11545	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 201-300 du PARP de souris (Asp214) (NP_031441.2)	Lapin	Anticorps polyclonaux	WB, ELISA	Souris	Q921K2	113kDa	Sac de glace