

Mab Rabbit Anti-Parp1 P25 Clivé Pour Wb, Ip, Elisa - P09874

Numéro d'article: CM0003838



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PARP1 p25 clivé pour Western Blot, Immunoprécipitation et ELISA, avec réactivité croisée avec l'humain et la souris. Utile pour la recherche sur l'apoptose et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-PARP1 p25 clivé
Remarques / Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1 p25 clivé
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	142
ID du gène	142
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P09874
Poids de la protéine	113 kDa
Expédition	Sac de glace