


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Le Fragment P25 Clivé De Parp1 Pour Wb Et Elisa - P09874

Numéro d'article: CM0026600



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le fragment p25 clivé de PARP1 humain, adapté pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Reconnaît spécifiquement PARP1 humain, une enzyme clé de la réparation de l'ADN et de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin PARP1 p25 clivé
Remarques/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	142
ID de gène	142
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09874
Poids de la protéine	113kDa
Expédition	Sac de glace