

Pab De Lapin Anti-Clec2B - Q92478

Numéro d'article: CM0019977

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CLEC2B (Q92478) validé pour WB et ELISA. Détecte le CLEC2B humain et présente une réactivité croisée avec le rat. Idéal pour les recherches sur la cytotoxicité médiée par les cellules NK et la régulation des points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CLEC2B
Remarques/Alias	AICL ; IFN1 ; CLEC2B ; HP10085 ; CLEC2B
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	9976
ID du gène	9976
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40 à 120 du CLEC2B humain (NP_005118.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q92478
Poids moléculaire	17 kDa
Expédition	Sac réfrigérant